

### 3 CLOUS INTRAMÉDULLAIRES HUMÉRAL HUMERAL INTRAMEDULLARY NAILS

#### Clou humérus court en titane Titanium short humeral nail



Longueur/ Length (mm)	Code Titanium (Droit / Right)			Code Titanium (Gauche / Left)		
	Ø7 (mm)	Ø8 (mm)	Ø9 (mm)	Ø7 (mm)	Ø8 (mm)	Ø9 (mm)
150	318001T	318003T	318005T	318002T	318004T	318006T

#### Clou humérus long en titane Titanium long humeral nail



Longueur/ Length (mm)	Code Titanium (Droit / Right)			Code Titanium (Gauche / Left)		
	Ø7 (mm)	Ø8 (mm)	Ø9 (mm)	Ø7 (mm)	Ø8 (mm)	Ø9 (mm)
160	318012T	318052T	318092T	318032T	318072T	318112T
180	318013T	318053T	318093T	318033T	318073T	318113T
200	318014T	318054T	318094T	318034T	318074T	318114T
210	318015T	318055T	318095T	318035T	318075T	318115T
220	318016T	318056T	318096T	318036T	318076T	318116T
230	318017T	318057T	318097T	318037T	318077T	318117T
240	318018T	318058T	318098T	318038T	318078T	318118T
250	318019T	318059T	318099T	318039T	318079T	318119T
260	318020T	318060T	318100T	318040T	318080T	318120T
270	318021T	318061T	318101T	318041T	318081T	318121T
280	318022T	318062T	318102T	318042T	318082T	318122T
290	318023T	318063T	318103T	318043T	318083T	318123T
300	318024T	318064T	318104T	318044T	318084T	318124T
310	318025T	318065T	318105T	318045T	318085T	318125T
320	318026T	318066T	318106T	318046T	318086T	318126T

### 3 CLOUS INTRAMÉDULLAIRES HUMÉRAL HUMERAL INTRAMEDULLARY NAILS

A3  
027

#### Boulon de verrouillage auto-taraudant Self tapping locking screw



Ømm	longueur/ Length (mm)	Code Titanium	Ømm	longueur/ Length (mm)	Code Titanium
3,5	20	309320T	4,5	26	309426T
	22	309322T		28	309428T
	24	309324T		30	309430T
	26	309326T		32	309432T
	28	309328T		34	309434T
	30	309330T		36	309436T
	32	309332T		38	309438T
	34	309334T		40	309440T
	36	309336T		42	309442T
	38	309338T		44	309444T
	40	309340T		46	309446T
	45	309345T		48	309448T
	50	309350T		52	309452T
	55	309355T		56	309456T
60	309360T	60	309460T		

#### Vis d'obturation à rallonge Extension end cap



Pour les clous Ø7, Ø8 et Ø9 mm  
For nails Ø7, Ø8 et Ø9 mm

Extension (mm)	Code Titanium
0	318200T
5	318201T
10	318202T
15	318203T
20	318204T
25	318205T

### 3 CLOUS INTRAMÉDULLAIRES HUMÉRAL HUMERAL INTRAMEDULLARY NAILS

**A3**  
028

## 518000F Instrumentation de pose pour clou humérus court Short humeral nail instrument set



Code	Description	Qté.
518000FB	Boite vide avec filtre. / Sterile container systems.	01
518000FP1	Panier. / Rack .	01
518000FP2	Panier. / Rack .	01
503892	Mandrin universel. Universal chuck.	01
301217	Broche à extrémité fileté Ø3x300 mm. Threaded pin Ø3x300 mm.	03
100543	Fraise rigide en T Ø11 mm. T-reamer Ø11 mm.	01
503011	Perforateur à main. / Awl.	01
503894	Fraise flexible. / Flexible reamer.	01
100478	Tête de fraise flexible Ø7 mm. Flexible reamer head Ø7 mm.	01
100479	Tête de fraise flexible Ø7,5 mm. Flexible reamer head Ø7,5 mm.	01
100480	Tête de fraise flexible Ø8 mm. Flexible reamer head Ø8 mm.	01
100481	Tête de fraise flexible Ø8,5 mm. Flexible reamer head Ø8,5 mm.	01
100482	Tête de fraise flexible Ø9 mm. Flexible reamer head Ø9 mm.	01
100483	Tête de fraise flexible Ø9,5 mm. Flexible reamer head Ø9,5 mm.	01
100484	Tête de fraise flexible Ø10 mm. Flexible reamer head Ø10 mm.	01
301025	Broche à olive Ø2x450 mm. Olive wire Ø2x450 mm.	02

### 3 CLOUS INTRAMÉDULLAIRES HUMÉRAL HUMERAL INTRAMEDULLARY NAILS


A3  
029

518001	Viseur proximal radio-transparent. Radiolucent proximal target device.	01
518002	Adaptateur proximal en titane. Titanium proximal adapter.	01
518003	Vis de raccordement. Connecting bolt.	01
502538	Clé plate 10 mm. Plate wrench 10 mm.	01
518004	Ecrou de blocage. Locking nut.	01
502517	Douille de guidage. Guide sleeve.	02
502519	Trocart. Trocar.	02
502546	Guide mèche Ø3,5 mm. Drill guide Ø3,5 mm.	01
502514	Guide mèche Ø4,0 mm. Drill guide Ø4,0 mm.	01
518005	Jauge de profondeur pour vis de verrouillage. Depth gauge for locking screws.	01
100072	Mèche graduée Ø3,5 mm pour poignet à verrouillage rapide AO. Graduated drill bit Ø3,5 mm for handle with AO quick coupling chuck	01
100074	Mèche graduée Ø4 mm pour poignée à verrouillage rapide AO. Graduated drill bit Ø4 mm for handle with AO quick coupling chuck.	01
518006	Impacteur. Impactor.	01
503814	Marteau à masse coulissante. Sliding hammer.	01
502714	Plaque de protection. Protecting plate.	01
502539	Tournevis en T Hex.3,5. T-screw driver Hex. 3,5.	01
101070-160	Tournevis Hex.3,5 à verrouillage rapide AO. Screwdriver Hex.3,5 for handle with AO quick coupling chuck.	01
518007	Douille protectrice. Protecting sleeve.	01
510119	Poignet à verrouillage rapide AO. Handle with AO quick coupling chuck.	01

### 3 CLOUS INTRAMÉDULLAIRES HUMÉRAL HUMERAL INTRAMEDULLARY NAILS

**A3**  
030

**503892** Mandrin universel.  
Universal chuck.



**301217** Broche à extrémité filetée  
Ø3x300 mm.  
Threaded pin Ø3x300 mm.



**100543** Fraise rigide en T  
Ø11 mm.  
T-reamer Ø11 mm.



**503011** Perforateur à  
main.  
Awl.




**503894** Fraise flexible.  
Flexible reamer.



**100478** Tête de fraise flexible.  
Flexible reamer head.

**100484**



**3** CLOUS INTRAMÉDULLAIRES HUMÉRAL  
HUMERAL INTRAMEDULLARY NAILS**A3**  
031**301025** Broche à olive Ø2x450 mm.  
Olive wire Ø2x450 mm.**518001** Viseur proximal radio-transparent.  
Radiolucent proximal target device.**518002** Adaptateur proximal en titane.  
Titanium proximal adapter.**518003** Vis de raccordement.  
Connecting bolt.**502538** Clé plate 10 mm.  
Plate wrench 10 mm**510119** Poignet à verrouillage rapide AO.  
Handle with AO quick coupling chuck.

**3** CLOUS INTRAMÉDULLAIRES HUMÉRAL  
HUMERAL INTRAMEDULLARY NAILS

**518004** Ecrou de blocage.  
Locking nut.



**502517** Douille de guidage.  
Guide sleeve.



**502519** Trocart.  
Trocar.




**502546** Guide mèche Ø3,5 mm.  
Drill guide Ø3,5 mm.



**502514** Guide mèche Ø4,0 mm.  
Drill guide Ø4,0 mm.




**518005** Jauge de profondeur pour vis de verrouillage.  
Depth gauge for locking screws.



### 3 CLOUS INTRAMÉDULLAIRES HUMÉRAL HUMERAL INTRAMEDULLARY NAILS

A3  
033

**100072** Mèche graduée Ø3,5 mm pour poignet à verrouillage rapide AO.  
Graduated drill bit Ø3,5 mm for handle with AO quick coupling chuck.



**100074** Mèche graduée Ø4 mm pour poignée à verrouillage rapide AO.  
Graduated drill bit Ø4 mm for handle with AO quick coupling chuck.



**518006** Impacteur.  
Impactor.



**503814** Marteau à masse coulissante.  
Sliding hammer



**502714** Plaque de protection.  
Protecting plate.



**502539** Tournevis en T Hex.3,5.  
T-screw driver Hex. 3,5.





**3** CLOUS INTRAMÉDULLAIRES HUMÉRAL  
HUMERAL INTRAMEDULLARY NAILS

**101070-  
160** Tournevis Hex.3,5 à  
verrouillage rapide AO.  
Screwdriver Hex.3,5 for  
handle with AO quick  
coupling chuck.




**518007** Douille protectrice.  
Protecting sleeve.



**1** BROCHES  
WIRES

**Broche humérale**  
**Humeral wire**



Ø (mm)	Taille / Size (mm)	Code SS	Code Titanium
Ø2,0	300x30°	301701-1	301701-1T
	300x45°	301701-4	301701-4T
	400x30°	301701-2	301701-2T
	400x45°	301701-5	301701-5T
	450x30°	301701-3	301701-3T
	450x45°	301701-6	301701-6T
Ø2,5	300x30°	301701-7	301701-7T
	300x45°	301702-1	301702-1T
	400x30°	301701-8	301701-8T
	400x45°	301702-2	301702-2T
	450x30°	301701	301701T
	450x45°	301702	301702T
Ø2,8	300x30°	301721-1	301721-1T
	300x45°	301722-1	301722-1T
	400x30°	301721-2	301721-2T
	400x45°	301722-2	301722-2T
	450x30°	301721	301721T
	450x45°	301722	301722T
Ø3,0	300x30°	301741-1	301741-1T
	300x45°	301742-1	301742-1T
	400x30°	301741-2	301741-2T
	400x45°	301742-2	301742-2T
	450x30°	301741	301741T
	450x45°	301742	301742T
Ø3,5	300x30°	301761-1	301761-1T
	300x45°	301762-1	301762-1T
	400x30°	301761-2	301761-2T
	400x45°	301762-2	301762-2T
	450x30°	301761	301761T
	450x45°	301762	301762T

**1** BROCHES  
WIRES

Ø (mm)	Taille / Size (mm)	Code SS	Code Titanium
Ø4,0	300x30°	301781-1	301781-1T
	300x45°	301782-1	301782-1T
	400x30°	301781-2	301781-2T
	400x45°	301782-2	301782-2T
	450x30°	301781	301781T
	450x45°	301782	301782T

**Broche à olive**  
**Olive wire**



Ø (mm)	Longueur/Length (mm)	Code SS
1,5	300	301011
1,8		301012
2,0		301013
1,5	400	301021
1,8		301022
2,0		301023

**Broche extrémité fileté / mousse**  
**Wire end thread / round**



Ø (mm)	Longueur/Length (mm)	Code SS
1,5	150	301210
	150	301211
1,8	300	301212
	150	301213
2,0	300	301214
	300	301208
2,2	300	301215
	200	301216
2,5	300	301216
	300	301217
3,0	400	301218
	500	301219-500

J1  
005

**1** BROCHES  
WIRES

**501701F** Instruments pour broche humérale  
Humeral wire instrument set



Code	Description	Qté.
501701FB	Boite vide avec filtre. Sterile container systems.	01
501701FP	Plateau. Rack.	01
501711	Poinçon pour broche humeral. Awl for humeral wire.	01
501712	Instrument d'insertion pour broche huméral. Inserter for humeral wire.	01
501713	Pince d'extraction pour broche humeral. Extraction pliers for humeral wire.	01
501714	Pince coupante pour broche humeral. Cutter for humeral wire.	01
501715	Impacteur, pour broche humeral. Impactor for humeral wire.	01