

Chapitre M

IMPLANTS POUR LE RACHIS
SPINE IMPLANTS



1 SYSTEME RACHIDIEN PTL5,5
SPINAL SYSTEM PTL5,5

Vis pédiculaire monoaxiale
Monoaxial pedicle screw



L (mm)	Code Titanium					
	Ø4,5 mm	Ø5,0 mm	Ø5,5 mm	Ø6,0 mm	Ø6,5 mm	Ø7,0 mm
25	314501T	314511T	314521T	314531T	314541T	314551T
30	314502T	314512T	314522T	314532T	314542T	314552T
35	314503T	314513T	314523T	314533T	314543T	314553T
40	314504T	314514T	314524T	314534T	314544T	314554T
45	314505T	314515T	314525T	314535T	314545T	314555T
50	314506T	314516T	314526T	314536T	314546T	314556T
55	314507T	314517T	314527T	314537T	314547T	314557T
60	314508T	314518T	314528T	314538T	314548T	314558T

Vis pédiculaire polyaxiale
Polyaxial pedicle screw



L (mm)	Code Titanium						
	Ø4,0mm	Ø4,5mm	Ø5,0mm	Ø5,5mm	Ø6,0mm	Ø6,5mm	Ø7,0mm
20	314561T	314571T	314581T	314591T	314601T	314611T	314621T
25	314562T	314572T	314582T	314592T	314602T	314612T	314622T
30	314563T	314573T	314583T	314593T	314603T	314613T	314623T
35	314564T	314574T	314584T	314594T	314604T	314614T	314624T
40	314565T	314575T	314585T	314595T	314605T	314615T	314625T
45	314566T	314576T	314586T	314596T	314606T	314616T	314626T
50	314567T	314577T	314587T	314597T	314607T	314617T	314627T
55	314568T	314578T	314588T	314598T	314608T	314618T	314628T
60	314569T	314579T	314589T	314599T	314609T	314619T	314629T

M1
001

1 SYSTEME RACHIDIEN PTL5,5
SPINAL SYSTEM PTL5,5

Vis pédiculaire monoaxiale à réduction
Monoaxial reduction pedicle screw



L (mm)	Code Titanium					
	Ø4,5 mm	Ø5,0 mm	Ø5,5 mm	Ø6,0 mm	Ø6,5 mm	Ø7,0 mm
25	314631T	314641T	314651T	314661T	314671T	314681T
30	314632T	314642T	314652T	314662T	314672T	314682T
35	314633T	314643T	314653T	314663T	314673T	314683T
40	314634T	314644T	314654T	314664T	314674T	314684T
45	314635T	314645T	314655T	314665T	314675T	314685T
50	314636T	314646T	314656T	314666T	314676T	314686T
55	314637T	314647T	314657T	314667T	314677T	314687T
60	314638T	314648T	314658T	314668T	314678T	314688T

Vis pédiculaire polyaxiale à réduction
Polyaxial reduction pedicle screw



L (mm)	Code Titanium						
	Ø4,0mm	Ø4,5mm	Ø5,0mm	Ø5,5mm	Ø6,0mm	Ø6,5mm	Ø7,0mm
20	314691T	314701T	314711T	314721T	314731T	314741T	314751T
25	314692T	314702T	314712T	314722T	314732T	314742T	314752T
30	314693T	314703T	314713T	314723T	314733T	314743T	314753T
35	314694T	314704T	314714T	314724T	314734T	314744T	314754T
40	314695T	314705T	314715T	314725T	314735T	314745T	314755T
45	314696T	314706T	314716T	314726T	314736T	314746T	314756T
50	314697T	314707T	314717T	314727T	314737T	314747T	314757T
55	314698T	314708T	314718T	314728T	314738T	314748T	314758T
60	314699T	314709T	314719T	314729T	314739T	314749T	314759T

M1
002

1 SYSTEME RACHIDIEN PTL5,5
SPINAL SYSTEM PTL5,5

314761T Bouchon de serrage
Locking screw



Tige droite Ø5,5 mm
Straight rod Ø5,5 mm



Longueur/Length (mm)	Code Titanium	Longueur/Length (mm)	Code Titanium
30	314771T	150	314782T
40	314772T	170	314783T
50	314773T	190	314784T
60	314774T	210	314785T
70	314775T	250	314786T
80	314776T	300	314787T
90	314777T	350	314788T
100	314778T	400	314789T
110	314779T	450	314790T
120	314780T	500	314791T
130	314781T		

M1
003


1 SYSTEME RACHIDIEN PTL5,5
SPINAL SYSTEM PTL5,5

Connexion à plaque fixe
Cross link fixed plate



Longueur/Length (mm)	Code Titanium
16	314801T
19	314802T
22	314803T
25	314804T
28	314805T
31	314806T

Connexion avec plaque à portée multiple
Cross link multi-span plate



Longueur/Length (mm)	Code Titanium	Longueur/Length (mm)	Code Titanium
28	314811T	58	314821T
31	314812T	61	314822T
34	314813T	64	314823T
37	314814T	67	314824T
40	314815T	70	314825T
43	314816T	73	314826T
46	314817T	76	314827T
49	314818T	79	314828T
52	314819T	82	314829T
55	314820T	85	314830T

M1
004

1 SYSTEME RACHIDIEN PTL5,5
SPINAL SYSTEM PTL5,5

314831T Crochet pédiculaire
Pedicle hook



314841T Crochet avec lame large
Wide blade hook



314851T Crochet avec lame étroite
Narrow blade hook



314861T Crochet avec lame large
à rampe
Wide blade ramped hook



314871T Crochet avec lame
étroite à rampe
Narrow blade ramped
hook



314881T Crochet avec lame
décalée à droite
Offset hook right



M1
005

1 SYSTEME RACHIDIEN PTL5,5
SPINAL SYSTEM PTL5,5

314891T Crochet avec lame
décalée à gauche
Offset hook left



314901T Crochet avec lame inclinée
à droite
Angled hook right



314911T Crochet avec lame
inclinée à gauche
Angled hook left



1 SYSTEME RACHIDIEN PTL5,5
SPINAL SYSTEM PTL5,5

514501F Instrumentation de pose pour rachis PTL5,5
PTL5,5 spine instrument set



Code	Description	Qté.
514501FP1	Panier. / Rack .	01
514501FP2	Panier. / Rack .	01
514501FP3	Panier. / Rack .	01
514501FP4	Panier. / Rack .	01
514501FP5	Panier. / Rack .	01
514501FP6	Panier. / Rack .	01
514501FP7	Panier. / Rack .	01
514501FP8	Panier. / Rack .	01
514501FB1	Boite vide avec couvercle filtré. Sterile container systems.	01
514501FB2	Boite vide avec couvercle filtré. Sterile container systems.	01
514501FB3	Boite vide avec couvercle filtré. Sterile container systems.	01
514501FB4	Boite vide avec couvercle filtré. Sterile container systems.	01
514502	Réducteur de barre. Beale rod reducer.	01
514503	Clé de contre-serrage. Counter torque.	01
514504	Guide provisoire. Provisional driver.	01
514505	Positionneur double pour bouchon. Dual ended plug starter.	02
514506	Guide pour tournevis Hex.4,0 préhenseur. Self-retaining driver Hex.4,0.	01
514507	Tournevis Hex.4,0. Screw-driver Hex.4,0.	02

M1
007

1 SYSTEME RACHIDIEN PTL5,5
SPINAL SYSTEM PTL5,5

Code	Description	Qté.
514508	Pince parallèle de compression. / Parallel compressor.	01
514509	Pince parallèle de traction. / Parallel distractor.	01
514510	Translateur latéral. / Lateral translator.	01
514511	Clé d'orientation. / Rod rotation wrench.	01
514512	Positionneur droit pour implant. / Straight implant holder.	02
514513	Positionneur latéral pour implant. / Lateral implant holder.	02
514514	Pince porte implants réducteur. / Forceps rocker.	01
514515	Elévateur à lame large laminaire. Wide blade laminar elevator.	01
514516	Elévateur à lame étroite laminaire. Narrow blade laminar elevator.	01
514517	Réducteur de barre. / Rod pusher.	01
514518	Réducteur de barre en C. / C-shaped rod pusher.	01
514519	Positionneur implant à double usage. Dual purpose implant holder.	02
514520	Réducteur pour implant utilisé avec le positionneur. Implant pusher for dual purpose instrument.	01
514521	Elévateur pédiculaire. / Pedicle elevator.	01
514522	Cintreuse coronale gauche. / Coronal bender left.	01
514523	Cintreuse coronale droite. / Coronal bender right.	01
514524	Cintreuse gauche. / Bender left.	01
514525	Cintreuse droite. / Bender right.	01
514526	Cintreuse. / French bender.	01
514527	Pince porte tige. / Rod gripper.	02
514528	Poignet à verrouillage rapide pour les tournevis pour vis mono et poly. Handle with quick coupling chuck, for monoaxial and polyaxial screwdriver.	02
514529	Sonde thoracique avec poignée en boule. Thoracic ball handle probe.	01
514530	Sonde lombaire avec poignée en boule. Lumbar ball handle probe.	01
514531	Perforateur rond. / In-line round awl.	01

1 SYSTEME RACHIDIEN PTL5,5
SPINAL SYSTEM PTL5,5

Code	Description	Qté.
514532	Tournevis pour vis polyaxiale. Multi axial screw driver.	01
514533	Tournevis pour vis monoaxiale. Mono-axial screw driver.	01
514534	Taraud Ø4,5 mm. Tap Ø4,5 mm.	01
514535	Taraud Ø5,5 mm. Tap Ø5,5 mm.	01
514536	Taraud Ø6,5 mm. Tap Ø6,5 mm.	01
514537	Tournevis préhenseur en T. T-self-retaining screwdriver.	01
514538	Palpeur pédiculaire double. Dual ended feeler probe.	01
514539	Palpeur pédiculaire Sounding / feeler probe	01
514540	Perforateur gradué. Round Awl.	01
514541	Tige de repérage (type I). Marking rod (type I).	01
514542	Tige de repérage (type II). Marking rod (typell).	01
514543	Positionneur pour tige de repérage. Marking rod holder.	01
514544	Tige d'essai Ø5,5x300 mm. Rod template, Ø5,5x300 mm.	01
514545	Rallonge pour compression-distraktion. Compression-distraktion lengthener.	01
514546	Brise rallonge. Brise extension.	01

1 SYSTEME RACHIDIEN PTL5,5
SPINAL SYSTEM PTL5,5

514502 Réducteur de barre.
Beale rod reducer.



514503 Clé de contre-serrage.
Counter torque.



514504 Guide provisoire.
Provisional driver.



514505 Positionneur double pour
bouchon.
Dual ended plug starter.



514506 Guide pour tournevis
Hex.4,0 préhenseur.
Self-retaining driver
Hex.4,0.



514507 Tournevis Hex.4,0.
Screw-driver Hex.4,0.



1 SYSTEME RACHIDIEN PTL5,5
SPINAL SYSTEM PTL5,5

514508 Pince parallèle de compression.
Parallel compressor.



514509 Pince parallèle de traction.
Parallel distractor.




514510 Translateur latéral.
Lateral translator.



514511 Clé d'orientation.
Rod rotation wrench.



514512 Positionneur droit pour implant.
Straight implant holder.



514513 Positionneur latéral pour implant.
Lateral implant holder.



1 SYSTEME RACHIDIEN PTL5,5
SPINAL SYSTEM PTL5,5

514514 Pince porte implants
réducteur.
Forceps rocker.



514515 Elévateur à lame large
laminaire.
Wide blade laminar
elevator.



514516 Elévateur à lame étroite
laminaire.
Narrow blade laminar
elevator.



514517 Réducteur de barre.
Rod pusher.



514518 Réducteur de barre en C.
C-shaped rod pusher.



514519 Positionneur implant à
double usage.
Dual purpose implant
holder.




1 SYSTEME RACHIDIEN PTL5,5
SPINAL SYSTEM PTL5,5

514520 Réducteur pour
implant utilisé avec le
positionneur.
Implant pusher for dual
purpose instrument.



514521 Elévateur pédiculaire.
Pedicle elevator.



514522 Cintreuse coronal
gauche.
Coronal bender left.



514523 Cintreuse coronal droite.
Coronal bender right.



514524 Cintreuse gauche.
Bender left.



514525 Cintreuse droite.
Bender right.



1 SYSTEME RACHIDIEN PTL5,5
SPINAL SYSTEM PTL5,5

514526 Cintreuse.
French bender.




514527 Pince porte tige.
Rod gripper.




514528 Poignet à verrouillage rapide
pour les tournevis pour vis
mono et poly.
Handle with quick coupling
chuck, for monoaxial and
polyaxial screwdriver.



514529 Sonde thoracique avec
poignée en boule.
Thoracic ball handle
probe.



514530 Sonde lombaire avec
poignée
en boule.
Lumbar ball handle probe.



514531 Perforateur rond.
In-line round awl.



1 SYSTEME RACHIDIEN PTL5,5
SPINAL SYSTEM PTL5,5

514532 Tournevis pour vis
polyaxiale.
Multi axial screw driver.



514533 Tournevis pour vis
monoaxiale.
Mono-axial screw driver.



514534 Taraud Ø6,5 / 5,5 / 4,5
mm.
A / TO
514536 Tap Ø6,5 / 5,5 / 4,5 mm.



514537 Tournevis préhenseur
en T.
T-self-retaining screw-
driver.



514538 Palpeur pédiculaire
double.
Dual ended feeler probe.



514539 Palpeur pédiculaire.
Sounding / feeler probe.




1 SYSTEME RACHIDIEN PTL5,5
SPINAL SYSTEM PTL5,5

514540 Perforateur gradué.
Round Awl.



514541 Tige de repérage (type I).
Marking rod (type I).
514542 Tige de repérage (type II).
Marking rod (type II).



514543 Positionneur pour tige de repérage.
Marking rod holder.



514544 Tige d'essai Ø5,5x300 mm.
Rod template, Ø5,5x300 mm.



514545 Rallonge pour compression-distraktion.
Compression-distraktion lengthener.



514546 Brise rallonge.
Brise extension.




2 SYSTÈME RACHIDIEN PTL6,0
SPINAL SYSTEM PTL6,0

Vis pédiculaire monoaxiale
Monoaxial pedicle screw



L (mm)	Code Titanium		
	Ø5,0 mm	Ø6,0 mm	Ø7,0 mm
30	314301T	314311T	314321T
35	314302T	314312T	314322T
40	314303T	314313T	314323T
45	314304T	314314T	314324T
50	314305T	314315T	314325T

Vis pédiculaire polyaxiale
Polyaxial pedicle screw



L (mm)	Code Titanium		
	Ø5,0 mm	Ø6,0 mm	Ø7,0 mm
30	314331T	314341T	314351T
35	314332T	314342T	314352T
40	314333T	314343T	314353T
45	314334T	314344T	314354T
50	314335T	314345T	314355T

2 SYSTÈME RACHIDIEN PTL6,0
SPINAL SYSTEM PTL6,0

Vis pédiculaire monoaxiale à réduction
Monoaxial reduction pedicle screw



L (mm)	Code Titanium		
	Ø5,0 mm	Ø6,0 mm	Ø7,0 mm
30	314361T	314371T	314381T
35	314362T	314372T	314382T
40	314363T	314373T	314383T
45	314364T	314374T	314384T
50	314365T	314375T	314385T

Vis pédiculaire polyaxiale à réduction
Polyaxial reduction pedicle screw



L (mm)	Code Titanium		
	Ø5,0 mm	Ø6,0 mm	Ø7,0 mm
30	314391T	314401T	314411T
35	314392T	314402T	314412T
40	314393T	314403T	314413T
45	314394T	314404T	314414T
50	314395T	314405T	314415T

2 SYSTEME RACHIDIEN PTL6,0
SPINAL SYSTEM PTL6,0

Bouchon de serrage
Locking screw



Empreinte hexagonale Hexagonal socket width	Code Titanium
4,0	314421T

Tige droite Ø6,0 mm
Straight rod Ø6,0 mm



Longueur/Length (mm)	Code Titanium
60	314441T
80	314442T
100	314443T
120	314444T
130	314445T
150	314446T
180	314447T
200	314448T
250	314449T
300	314450T

2 SYSTEME RACHIDIEN PTL6,0
SPINAL SYSTEM PTL6,0

Connexion transverse
Transverse cross link



Longueur/Length (mm)	Code Titanium
50	314431T
55	314432T
60	314433T
65	314434T
70	314435T
75	314436T
80	314437T
85	314438T

314480T Bouchon de serrage
pour domino
Domino locking screw



314481T Connecteur domino
Domino connector



2 SYSTEME RACHIDIEN PTL6,0
SPINAL SYSTEM PTL6,0

314482T Connecteur demi-domino
Half domino connector



314483T Connecteur axial court
Short axial connector



314484T Connecteur axial long
Long axial connector



Crochet laminaire
Laminar hook



Taille lame / Blade size	Taille gorge / Groove size	Code Titanium
Etroite / Narrow	Etroite / Narrow	314451T
Moyenne / Medium	Large / Broad	314452T
Etroite / Narrow	Moyenne / Medium	314459T
Moyenne / Medium	Moyenne / Medium	314460T

M2
021

2 SYSTEME RACHIDIEN PTL6,0
SPINAL SYSTEM PTL6,0

Crochet pédiculaire
Pedicle hook



Taille lame / Blade size	Taille gorge / Groove size	Code Titanium
Large / Broad	Moyenne / Medium	314453T
Large / Broad	Large / Broad	314461T

Crochet thoracique angulaire
Thoracic angled hook



Taille lame / Blade size	Taille gorge / Groove size	Direction	Code Titanium
Etroite / Narrow	Etroite / Narrow	Droite / Right	314454T
Etroite / Narrow	Etroite / Narrow	Gauche / Left	314455T

Crochet laminaire décalé
Laminar offset hook



Taille lame / Blade size	Taille gorge / Groove size	Direction	Code Titanium
Etroite / Narrow	Large / Broad	Gauche / Left	314456T
Etroite / Narrow	Large / Broad	Droite / Right	314457T
Etroite / Narrow	Moyenne / Medium	Gauche / Left	314462T
Etroite / Narrow	Moyenne / Medium	Droite / Right	314463T

Crochet laminaire rallongé de 5 mm
Extended 5 mm laminar hook



Taille lame / Blade size	Taille gorge / Groove size	Code Titanium
Etroite / Narrow	Large / Broad	314458T

M2
022

2 SYSTEME RACHIDIEN PTL6,0
SPINAL SYSTEM PTL6,0

514300F Instrumentation de pose pour rachis PTL6,0
PTL6,0 spine instrument set



Code	Description	Qté.
514300FP1	Panier. Rack .	01
514300FP2	Panier. Rack .	01
514300FP3	Panier. Rack .	01
514300FB	Boite vide avec couvercle filtré. Sterile container systems.	01
514201	Perforateur à pointe carrée. Square awl.	01
514202	Perforateur gradué. Round awl.	01
514203	Palpeur pédiculaire. Sounding - feeler probe.	01
514301	Sonde pédiculaire Ø3,5 mm. Pedicular probe Ø3,5 mm.	02
514205	Sonde pédiculaire courbé Ø3,5 mm. Curved pedicular probe Ø3,5 mm.	01
514208	Positionneur pour tige de repérage. Marking rod holder.	01
514209	Tige de repérage type I. Marking rod type I.	06
514210	Tige de repérage type II. Marking rod typell.	06
514302	Tournevis Hex. 4,0 préhenseur. Self-retaining Hex. 4,0 screwdriver.	02
514303	Tournevis à verrouillage rapide Hex. 3,5. Screw driver, Hex. 3,5, with quick coupling.	01
101001	Tournevis avec manche Hex. 3,5. Screwdriver with handle Hex. 3,5.	01
514305	Tournevis pour vis monoaxiale. Monoaxial screwdriver.	02

M2
023

2 SYSTEME RACHIDIEN PTL6,0
SPINAL SYSTEM PTL6,0

Code	Description	Qté.
514317	Poignet à verrouillage rapide pour les tournevis pour vis mono et poly. Handle with quick coupling chuck, for monoaxial and polyaxial screwdriver.	01
514306	Tournevis pour vis polyaxiale, Hex 3,5. Polyaxial screwdriver, Hex. 3,5.	01
514320	Palpeur pédiculaire courbé. Curved sounding - feeler probe.	01
514330	Manche en T dynamo-métrique 12 N.m Torque limiting screw driver 12 N.m	01
514215	Pince porte tige petite taille L190 mm. Small size rod holder L 190 mm.	01
514307	Pince porte tige grand taille. / Large size rod gripper.	01
514216	Cintreuse. French bender .	02
514218	Pince porte implants. Forceps rocker.	01
514313	Clé de contre-serrage pour vis. / Counter torque.	01
100115	Pince porte barre L 190 mm. Rod holding forceps L 190 mm.	06
514308	Pince de compression. / Compressor.	06
514309	Pince de traction. / Distractor.	02
514311	Tige d'essai Ø6 mm long. 300 mm. Essay rod, Ø6 mm length 300 mm.	01
514314	Paire de fer à contourner. / Pair bending iron.	01
514315	Manche d'orientation. / Rod rotator.	02
514316	Taraud Ø6 mm. Tap Ø6 mm.	06
514222	Rallonge pour compression-distraction. Compression-distraction lengthener.	02
514318	Réducteur de barre. / Captive pusher.	01
514319	Taraud Ø7 mm. Tap Ø7 mm.	01
514206	Brise rallonge. Brise extension.	02

2 SYSTEME RACHIDIEN PTL6,0
SPINAL SYSTEM PTL6,0

514201 Perforateur à pointe carrée.
Square awl.



514215 Pince porte tige petite taille
L190 mm.
Small size rod holder L
190 mm



514202 Perforateur gradué.
Round awl.



514307 Pince porte tige grand
taille.
Large size rod gripper.



514203 Palpeur pédiculaire.
Sounding - feeler probe.



514216 Cintreuse.
French bender.



2 SYSTEME RACHIDIEN PTL6,0
SPINAL SYSTEM PTL6,0

514301 Sonde pédiculaire Ø3,5 mm.
Pedicular probe Ø3,5 mm.



514218 Pince porte implants.
Forceps rocker.



514205 Sonde pédiculaire courbé
Ø3,5 mm.
Curved pedicular probe
Ø3,5 mm.



514313 Clé de contre-serrage
pour vis.
Counter torque.



514208 Positionneur pour tige de
repérage.
Marking rod holder.



100115 Pince porte barre long.
190 mm.
Rod holding forceps
length 190 mm.



2 SYSTEME RACHIDIEN PTL6,0
SPINAL SYSTEM PTL6,0

514209 Tige de repérage (type I).
Marking rod (type I).



514308 Pince de compression.
Compressor.



514210 Tige de repérage (type II).
Marking rod (type II).



514309 Pince de traction.
Distractor.



514302 Tournevis Hex. 4,0
préhenseur.
Self-retaining Hex. 4,0
screwdriver.



514311 Tige d'essai Ø6x300 mm.
Essay rod, Ø6x300 mm.



M2
027

2 SYSTEME RACHIDIEN PTL6,0
SPINAL SYSTEM PTL6,0

514303 Tournevis à verrouillage rapide
Hex. 4,0.
Screw driver, Hex. 4,0 with
quick coupling.




514314 Paire de fer à contourner
Pair bending iron



101001 Tournevis avec manche
Hex. 3,5.
Screwdriver with handle
Hex. 3,5.



514315 Manche d'orientation.
Rod rotator.



514305 Tournevis pour vis
monoaxiale.
Monoaxial screwdriver.



514316 Taraud Ø6 mm.
Tap Ø6 mm.



2 SYSTEME RACHIDIEN PTL6,0
SPINAL SYSTEM PTL6,0

514317 Poignet à verrouillage rapide pour les tournevis pour vis mono et poly.
Handle with quick coupling chuck, for monoaxial and polyaxial screwdriver.



514222 Rallonge pour compression-distraktion.
Compression-distraktion lengthener.



514306 Tournevis pour vis polyaxiale Hex 3,5.
Polyaxial screwdriver, Hex. 3,5.



514318 Réducteur de barre.
Captive pusher.



514320 Palpeur pédiculaire courbé.
Curved sounding - feeler probe.



514319 Taraud Ø7 mm.
Tap Ø7 mm.



2 SYSTEME RACHIDIEN PTL6,0
SPINAL SYSTEM PTL6,0

514330 Manche en T dynamo-
métrique 12 Nm.
Torque limiting screw driver
12 Nm.



514206 Brise rallonge
Brise extension.



3 PLAQUES RACHIDIENNES
SPINAL PLATES

Plaque cervicale antérieure
Anterior cervical plate



Trous/Holes	Longueur/Length (mm)	Code Titanium
4	25	314270T
	27	314271T
	30	314272T
	32	314273T
6	35	314274T
	38	314275T
	41	314276T
	44	314277T
	47	314278T
	50	314279T
8	53	314280T
	56	314281T
	59	314282T
	62	314283T
	65	314284T

Vis de fixation
Fixing screw



Code Titanium		Code Titanium	
Longueur/Length (mm)	Ø4,0 mm	Longueur/Length (mm)	Ø4,5 mm
14	314290T	14	31429914T
16	314292T	16	31429916T
18	314294T	18	31429918T
20	314296T	20	31429920T

M3
031

3 PLAQUES RACHIDIENNES
SPINAL PLATES

514270F Instrumentation de pose pour plaque cervicale antérieur
Cervical anterior plate instruments set



Code	Description	Qté.
514270FB	Boite vide + couvercle filtré. Empty container with cover.	01
514270FC1	Plateau d'implant. Implant rack.	01
514270FP1	Panier. Rack .	01
515270FP2	Panier. Rack .	01
514279	Guide mèche parallèle simple. Parallel drill guide.	01
101041	Tournevis à douille pincette, Hex.2,5. Hexagonal screwdriver with holding sleeve, Hex 2,5.	02
514283	Tige de maintien de plaque. Maintaining rod for plates.	04
514276	Taraud Ø4 mm avec manche. Tap Ø4 mm with handle.	01
514281	Guide mèche Ø2,5x83 mm avec manche. Drill guide Ø2,5x83 mm with handle.	01
514285	Pince porte implant avec manche. Implant holding forceps with handle.	01
514272	Tige de repérage. Marking rod.	02
101081	Tournevis pour rivet. Single slot screw driver.	01
514282	Positionneur pour tige de maintien. Maintaining rod holder.	03
514273	Pince porte implants. Forceps rocker.	01
514277	Mèche Ø2,5x95x165 mm. Drill Ø2,5x95x165 mm.	01
101160	Cintreuse. French bender.	01
101150	Ecarteur réglable à tige parallèle. Adjustable retractor with parallel rod.	01

3 PLAQUES RACHIDIENNES
SPINAL PLATES

Code	Description	Qté.
514280	Guide mèche double Ø2,5 mm à angle fixe. Double drill guide Ø2,5 mm with fixed angle.	01
514284	Perforateur Ø2 / Ø2,5x250 mm avec manche. Awl Ø2 / Ø2,5x250 mm with handle.	01
514278	Mèche Ø2,5x95x250 mm avec manche. Drill Ø2,5x95x250 mm with handle.	01
514271	Positionneur pour tige de repérage. Marking rod holder.	01

3 PLAQUES RACHIDIENNES
SPINAL PLATES

514279 Guide mèche parallèle simple.
Parallel drill guide.



514273 Pince porte implants.
Forceps rocker.



101041 Tournevis à douille pincette, Hex.2,5.
Hexagonal screwdriver with holding sleeve, Hex 2,5.



514277 Mèche Ø2,5x95x165 mm.
Drill Ø2,5x95x165 mm.



514283 Tige de maintien de plaque.
Maintaining rod for plate.



101160 Cintreuse.
French bender.



3 PLAQUES RACHIDIENNES
SPINAL PLATES

514276 Taraud Ø4 mm avec manche.
Tap Ø4 mm with handle.



101150 Ecarteur réglable à tige parallèle.
Adjustable retractor with parallel rod.



514281 Guide mèche Ø2,5x83 mm avec manche.
Drill guide Ø2,5x83 mm with handle



514280 Guide mèche double Ø2,5 mm à angle fixe.
Double drill guide Ø2,5 mm with fixed angle.



514285 Pince porte implant avec manche.
Implant holding forceps with handle.



514284 Perforateur Ø2/Ø2,5x250 mm avec manche.
Awl Ø2/Ø2,5x250 mm with handle.



M3
035

3 PLAQUES RACHIDIENNES
SPINAL PLATES

514272 Tige de repérage.
Marking rod.



514278 Mèche Ø2,5x95x250 mm
avec manche.
Drill Ø2,5x95x250 mm with
handle.



101081 Tournevis pour rivet.
Single slot screw driver.



514271 Positionneur pour tige de
repérage.
Marking rod holder.



514282 Positionneur pour tige de
maintien.
Maintaining rod holder.



3 PLAQUES RACHIDIENNES
SPINAL PLATES

Cage cervicale
Cervical cage



Taille/size (mm)	Code Peek	Code Titanium
5x16x13	31493005	31494005T
6x16x13	31493006	31494006T
7x16x13	31493007	31494007T
8x16x13	31493008	31494008T

514930F Instrumentation de pose pour cage cervicale antérieur
Cervical cage instruments set



3 PLAQUES RACHIDIENNES
SPINAL PLATES

Cage lombaire
Lombair cage



Taille/size (mm)	Code Peek	Code Titanium
8x10x22	31495008	31497008T
10x10x22	31495010	31497010T
12x10x22	31495012	31497012T
14x10x22	31495014	31497014T
8x10x26	31496008	31498008T
10x10x26	31496010	31498010T
12x10x26	31496012	31498012T
14x10x26	31496014	31498014T

514950F Instrumentation de pose pour cage cervicale
Cervical cage instruments set



3 PLAQUES RACHIDIENNES
SPINAL PLATES

Plaque lombaire
Lumbar plate



Trous / Holes	Longueur/Length (mm)	Code Titanium
2	53	314122T
3	78	314123T
4	103	314124T
5	128	314125T
6	153	314126T

Vis pédiculaire pour plaque lombaire
Pedicle screw for lumbar plate



Ø (mm)	Longueur/Length (mm)	Code Titanium
5,5	35	314131T
	40	314132T
	45	314133T
6,0	35	314134T
	40	314135T
	45	314136T
7,0	35	314137T
	40	314138T
	45	314139T

3 PLAQUES RACHIDIENNES
SPINAL PLATES

Vis spondylolisthésis pour plaque lombaire
Spondylolisthesis screw for lumbar plate



Ø (mm)	Longueur/Length (mm)	Code Titanium
6,0	40	314141T
7,0		314142T

Plaque Roy-camille pour vis Ø4,5 mm
Roy camille plate for screw Ø4,5 mm



Trous	L (mm)	Code SS	Code Titanium	Trous	L (mm)	Code SS	Code Titanium
4	49	314004	314004T	14	179	314014	314014T
5	62	314005	314005T	15	192	314015	314015T
6	75	314006	314006T	16	205	314016	314016T
7	88	314007	314007T	17	218	314017	314017T
8	101	314008	314008T	18	231	314018	314018T
9	114	314009	314009T	19	244	314019	314019T
10	127	314010	314010T	20	257	314020	314020T
11	140	314011	314011T	21	270	314021	314021T
12	153	314012	314012T	22	283	314022	314022T
13	166	314013	314013T				

3 PLAQUES RACHIDIENNES
SPINAL PLATES

Vis à os cortical Ø4,5 mm
Cortical bone screw Ø4,5 mm



Longueur/Length (mm)	Code SS	Code Titanium
14	309414	309414T
16	309416	309416T
18	309418	309418T
20	309420	309420T
22	309422	309422T
24	309424	309424T
26	309426	309426T
28	309428	309428T
30	309430	309430T
32	309432	309432T
34	309434	309434T
36	309436	309436T
38	309438	309438T
40	309440	309440T

3 PLAQUES RACHIDIENNES
SPINAL PLATES

Plaque cervicale postérieure pour vis Ø3,5 et 4 mm
Posterior cervical plate for screw Ø3,5 and 4 mm



Trous Holes	Intervalle Interval 11	Intervalle Interval 13	Intervalle Interval 15
2	314062T	314082T	314102T
3	314063T	314083T	314103T
4	314064T	314084T	314104T
5	314065T	314085T	314105T
6	314066T	314086T	314106T
7	314067T	314087T	314107T
8	314068T	314088T	314108T
10	314070T	314090T	314110T
12	314072T	314092T	314112T
14	314074T	314094T	314114T

Plaque cervicale en H pour vis Ø2,7 et 3,5 mm
Cervical H-plate for screw Ø2,7 and 3,5 mm



Trous Holes	Longueur/Length (mm)	Code SS	Code Titanium
5	24	314031	314031T
	26	314032	314032T
	29	314033	314033T
8	42	314034	314034T
	47	314035	314035T
11	60	314036	314036T
	104	314037	314037T
20	116	314038	314038T
	134	314039	314039T

M3
042

3 PLAQUES RACHIDIENNES
SPINAL PLATES

Vis à os cortical Ø2,7 mm
Cortical bone screw Ø2,7 mm



Longueur/Length (mm)	Code SS	Code Titanium
6	309206	309206T
8	309208	309208T
10	309210	309210T
12	309212	309212T
14	309214	309214T
16	309216	309216T
18	309218	309218T
20	309220	309220T

Vis à os cortical Ø3,5 mm
Cortical bone screw Ø3,5 mm



Longueur/Length (mm)	Code SS	Code Titanium
10	309310	309310T
12	309312	309312T
14	309314	309314T
16	309316	309316T
18	309318	309318T
20	309320	309320T

3 PLAQUES RACHIDIENNES
SPINAL PLATES

Vis à os spongieux Ø4,0 mm à filetage total
Cancellous bone screw Ø4,0 mm, full thread



Longueur/Length (mm)	Code SS	Code Titanium
10	309610	309610T
12	309612	309612T
14	309614	309614T
16	309616	309616T
18	309618	309618T
20	309620	309620T

Tige spéciale pour la correction rachidienne
Special rod for deformity correction



Longueur/Length (mm)	Code SS	Code Titanium
290	314901	314901T
310	314902	314902T
330	314903	314903T
350	314904	314904T
370	314905	314905T
390	314906	314906T
410	314907	314907T
430	314908	314908T
450	314909	314909T

3 PLAQUES RACHIDIENNES
SPINAL PLATES

Tige de luqué
Luque rod



Ø (mm)	Longueur/Length (mm)	Code SS	Code Titanium
4	200	313001	313001T
	400	313002	313002T
	600	313003	313003T
5	200	313021	313021T
	400	313022	313022T
	600	313023	313023T
6	200	313041	313041T
	400	313042	313042T
	600	313043	313043T