

Chapitre 0

INSTRUMENTS GENERAUX
GENERAL INSTRUMENTS



1 MOTEUR CHIRURGICAL
SURGICAL ENGINE

191201 Moteur chirurgical à Batterie
Surgical engine with battery



191211 Moteur chirurgical à Batterie/
Scie oscillante.
Surgical engine with battery/
Oscillating saw.



191202 Moteur chirurgical à Batterie/
Scie pour sternotomie.
Surgical engine with battery/
Strenium saw.



191212 Moteur chirurgical à Batterie/
Scie alternative.
Surgical engine with battery/
Reciprocating saw.



191241 Boitier pour batterie.
Battery case.



191251 Support de chargement.
Loading charging.



1 MOTEUR CHIRURGICAL
SURGICAL ENGINE

191321 Broche collet 1,8 - 4,0
Collet wire.

191322 Broche collet 0,7 - 1,6
Collet wire.



191231 Batterie.
Battery.



191323 Plate forme de chargement.
Loading platform.



191261 Chargeur pour batterie
Battery charger



191221 Lame.
Blade. 12,5x70mm

191222 Lame.
Blade. 19,5x90mm

191223 Lame.
Blade. 25x90mm



191203 Protège de sternum 57,2mm
Sternum guard 57,2

191204 Protège de sternum 79,2mm
Sternum guard 79,2



1 MOTEUR CHIRURGICAL
SURGICAL ENGINE

191213 Lame alternative 12,5x38x0,6mm
Reciprocating blade

191214 Lame alternative 12,5x76x1,0mm
Reciprocating blade

191215 Lame alternative 12,5x89x1,0mm
Reciprocating blade

191216 Lame alternative 9,4x54,5x1,0mm
Reciprocating blade



191206 Lame de sternum 10x35 mm
sternum blade

191207 Lame de sternum 10x54 mm
sternum blade



191205 Clé moteur
Engine key



191273 Mandrin pour mèche
cranienne Ø7/Ø9/Ø11

191287 Cranial drill chuck

191288 Ø7/Ø9/Ø11



191272 Mandrin avec clé 8,0 mm
Chuck with key 8,0 mm

191271 Mandrin avec clé 4,0 mm
Chuck with key 4,0 mm



191274 Mandrin sans clé 8,0 mm
Keyless chuck 8,0 mm

191281 Mandrin sans clé 4,0 mm
Keyless chuck 4,0 mm



1 MOTEUR CHIRURGICAL
SURGICAL ENGINE

- 191301** Attachement Grand AO
Large AO Attachment
- 191291** Attachement petit AO
Small AO Attachment
- 191278** Attachement mini AO
Mini AO Attachment




- 191275** Attachement AO/Trinkle
AO/Trinkle Attachment
- 191276** Attachement Zimmer/Hudson
Zimmer/Hudson Attachment
- 191277** Attachement Hudson/Depuy
AO/Trinkle Attachment



- 191279** Mandrin à couple élevé max
dim 4,0 mm
High torque chuck max dim
4,0 mm




- 591201B** Boite vide
Container



- 191280** Attachement de fraise
Zimmer-Hudson
- 191382** Hudson-depuy
Grand AO
- 191302** Aesculap/DHS
Trinkle
- 191384** Reamer Attachment
Zimmer-Hudson
- 191385** Hudson-depuy
Grand AO
- 191386** Aesculap/DHS
Trinkle



2 BOITE VIDE
EMPTY CONTAINER**Panier
Rack**

Taille / Size	Code
405x250x30	12039k2-1500
405x250x50	12039k2-1501
480x250x30	12039k2-450
540x250x50	12039k2-461
540x250x70	12039k2-462
255x250x30	12039k2-490
255x250x50	12039k2-491
255x250x70	12039k2-492
540x250x70	12039k3-1012

2 BOITE VIDE
EMPTY CONTAINER**Boite avec couvercle filtré**
Sterile container system

Taille / Size	Code
580x280x100	12039k6-010
580x280x135	12039k6-016
580x280x150	12039k6-022
580x280x150	12039k6-025
580x280x150	12039k6-026
580x280x200	12039k6-028
580x280x260	12039k6-034
320x190x130	12039k6-1867
465x280x135	12039k6-246
465x280x150	12039k6-252
475x275x116	12039k6-306
475x275x137	12039k6-307
285x280x100	12039k6-500
285x280x100	12039k6-501
285x280x100	12039k6-502
285x280x135	12039k6-506
285x280x150	12039k6-512
306x272x95	12039k6-605
580x280x115	12039k7-010
580x280x140	12039k7-016
580x280x155	12039k7-022
595x275x95	12039k7-105
306x272x95	12039k7-605

2 BOITE VIDE
EMPTY CONTAINER**Etiquette
Label**

Couleur / Color	Code
Rouge / Red	12039k2-700
Bleu / Blue	12039k2-701
Vert / Green	12039k2-702
Jaune / Yellow	12039k2-703

**Papier filtre
Paper filtre**

Taille / Size (mm)	Caractéristique	Code
185	A usage unique 100pcs avec indicateur Single use 100pcs with indicator	12039k2-740
194	Nombre de cycle de stérili- sation >2000 Number for sterilization cycle >2000	12039k2-742

3 INSTRUMENTS DIVERS
DIVERS INSTRUMENTS

Marteau avec 2 embouts en inox
Hammer with 2 st. steel heads




Poids / Weight (gr.)	Code SS
250	100001
500	100002
750	100003

Marteau avec 2 embouts en plastique
Hammer with 2 teflon heads



Poids / Weight (gr.)	Code SS
250	100011
500	100012
750	100013

100021 Presse à courber
Bending device



100031 Impacteur pour tête
fémorale
Femoral head impactor



100032 Extracteur pour tête fémorale
Femoral head extractor



3 INSTRUMENTS DIVERS
DIVERS INSTRUMENTS

101101 Talonnette de marche en
plastique
Walking hell in plastic



101022 Mandrin universel sans clé
Keyless universal chuck



**Ridoir
Distractor**



Taille / Size	Code SS	Code Titanium
Grand / Large	109911	109911T
Petit / Small	109912	109912T
Moyen / Medium	109913	109913T

3 INSTRUMENTS DIVERS
DIVERS INSTRUMENTS

Etrier de BÖHLER
BÖHLER tractor



Taille / Size	Dimensions mm	Code SS
Grand / Large	160x90	102031
Petit / Small	210x110	102032
Moyen / Medium	210x150	102033

3 INSTRUMENTS DIVERS
DIVERS INSTRUMENTS**Tournevis hexagonal
Screw driver**

Plein / full		Perforé / cannulated	
Taille / /size (mm)	Ref .	Perforation Ø (mm)	Ref .
Hex. 1,5	101003	-	-
Hex. 2,5	101002	1,35	101011
Hex. 3,5	101001	2,1	101012
Hex. 4,0	101004	2,7	101013
Hex. 5,0	101006	2,8	101015

3 INSTRUMENTS DIVERS
DIVERS INSTRUMENTS

Gouge



Largeur / Width (mm)	Code Droite / straight	Code Courbe / curved
5	100091	100101
6	100092	100102
10	100093	100103
12	100094	100104
15	100095	100105
25	100096	100106

Ciseaux à os
Bone chisels

Largeur / Width (mm)	Code Droite / straight	Code Courbe / curved
6	100370	100380
8	100371	100381
10	100372	100382
12	100373	100383
15	100374	100384
20	100375	100385
25	100376	100386
30	100377	100387

3 INSTRUMENTS DIVERS
DIVERS INSTRUMENTS**Ostéotome**

Largeur / Width (mm)	Code	
	Droit / straight	Courbe / curved
6	100350	100360
8	100351	100361
10	100352	100362
12	100353	100363
15	100354	100364
20	100355	100365
25	100356	100366
30	100357	100367

3 INSTRUMENTS DIVERS
DIVERS INSTRUMENTS

**1202813-
999-45** Pince coupe broche
jusqu'à Ø6 mm
Wire cutting pliers up to
Ø6 mm




**1202813-
223-23** Pince coupe broche courbée
jusqu'à Ø2,5 mm
Curved wire cutting pliers up
to Ø2,5 mm



514216 Cintreuse
French bender



514219 Pince autoserrante ouver-
ture maximale
Vise grip maximale openpen-
ing 11,5 mm



100117 Torsadeur automatique
pour fils de cerclage
Automatic wire twister



**1202813-
222-23** Pince coupe broche jusqu'à
Ø3 mm
Wire cutting pliers up to Ø3
mm



3 INSTRUMENTS DIVERS
DIVERS INSTRUMENTS**Taraud à verrouillage rapide**
Tap with quick coupling

Ø (mm)	Code
Cortical 1,5	504120
Cortical 2,0	504125
Cortical 2,7	504130
Cortical 3,5	100166
Cortical 4,5	100172
Spongieux / Cancellous 3,5	100068
Spongieux / Cancellous 4,0	504217
Spongieux / Cancellous 6,5	100174

Mèche pour mandrin universel
Drill for universal chuck

Ø (mm)	L (mm)	Code
1,1	60	504122
1,5	80	504123
2,0	80	504128
2,5	120	504209
2,7	120	504134
3,2	160	504311
3,5	160	504210
4,0	180	100054
4,5	160	504312

3 INSTRUMENTS DIVERS
DIVERS INSTRUMENTS**Mèche à verrouillage rapide**
Drill with quick coupling

Ø (mm)	L (mm)	Code
1,1	60	100060
1,5	80	100061
2,0	100	100063
2,5	110	100065
2,7	100	100067
3,2	145	100069
3,5	195	100072
4,0	195	100074
4,5	195	100076

Mèche perforée pour mandrin universel
Canulated drill for universal chuck

Ø (mm)	L (mm)	Code
2,7 / 1,35	160	100120
3,2 / 1,75	185	100121
3,5 / 1,35	160	100122
4,5 / 1,75	200	100123
4,5 / 2,1	255	100124
5,0 / 2,7	225	100125
5,5 / 2,7	230	100520
6,0 / 2,7	240	100126

3 INSTRUMENTS DIVERS
DIVERS INSTRUMENTS**Mèche perforée à verrouillage rapide**
Canulated drill with quick coupling

Ø (mm)	Perforation	L (mm)	Code
2,7	1,35	160	100140
3,2	1,75	185	100141
3,5	1,35	160	100142
4,5	1,75	185	100143
4,5	2,1	230	100144

Jauge de profondeur
Depth gauge for screw

Description	Code
Pour vis Ø4,5 et 6,5 (20-100mm). For screws Ø4,5 and 6,5 (20-100mm).	510113
Pour vis Ø3,5 et 4,0 (0-60mm). For screws Ø3,5 and 4,0 (0-60mm).	504215
Pour vis Ø1,5; 2,0 et 2,7 (0-40mm). For screws Ø1,5; 2,0 and 2,7 (0-40mm).	504108

3 INSTRUMENTS DIVERS
DIVERS INSTRUMENTS

100081 Viseur à pointe
Pointed drill guide



504115 Brucelle autoserrante pour vis
Self-holding screw forceps



100391 Réglette graduée en inox
long 50 cm
Metal ruler length 50cm



